

ISOLGOMMA

GOMA BICOMPONENTE AISLANTE Y SELLANTE



Artículo	GLB030	GLB1	GL-BOX100
Cantidad y composición	2 frascos de 150 gr (300 gr) 1 garrafa graduada 1 espátula	2 frascos de 500 gr (1 Kg) 1 garrafa graduada 1 espátula	2 frascos de goma sellante de 150 gr becker 3 pasacables M20 para cables Ø 11/17 mm 4 terminales con capuchón de 4 mm ² 1 caja de derivación 100x100x60 mm